

令和2年10月23日

会員各位

熊本県精度管理調査 輸血フォトサーベイの変更・修正について（連絡）

「輸血フォトサーベイ記入控用紙」と「測定入力画面」の抗原表が違いました。
「輸血フォトサーベイ記入控用紙」が正しい表記です。「測定入力画面」の抗原表を修正・変更し、修正箇所は、赤表示にしていますのでご参照ください。

連絡・問い合わせ先

熊本機能病院 臨床検査課

山田 聡美

[TEL:096-345-8111](tel:096-345-8111) (内線 : 2510)

測定入力

①抗D ②抗C ③抗E ④抗c ⑤抗e ⑥抗K ⑦抗Fya ⑧抗Fyb ⑨抗Jka
 ⑩抗Jkb ⑪抗Lea ⑫抗Leb ⑬抗S ⑭抗s ⑮抗M ⑯抗N ⑰抗P1
 ⑱抗Dia ⑲抗Xga

(回答は複数可)	抗体名	抗体名	抗体名
可能性の高い抗体名を選択して下さい →	<input type="button" value="選択して下さい"/>	<input type="button" value="選択して下さい"/>	<input type="button" value="選択して下さい"/>
否定できない抗体名を選択して下さい →	<input type="button" value="選択して下さい"/>	<input type="button" value="選択して下さい"/>	<input type="button" value="選択して下さい"/>

写真をクリックすると大きくなります



抗原表

	Rh-hr					Kell	Duffy		Kidd		Xga	Lewis		MNS			P	Special antigen	クームス法	
	D	C	E	c	e		Fya	Fyb	Jka	Jkb		Lea	Leb	S	s	M				N
①	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	Di(a+)	
②	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0	0	+		
③	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+		
④	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0	+	0		
⑤	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	0		
⑥	+	0	+	+	+	0	0	+	0	+	0	0	+	+	0	+	0	+		
patient																				

※不規則抗体検査業務を自施設で実施している

実施 未実施
(どちらかにチェックをつけてください)

問題

※不規則抗体検査の各凝集像より、以下の問いにお答え下さい。

凝集像(1)～(7)と抗原表より考えられる抗体名を選択して下さい。

(凝集像は間接抗グロブリン法の結果で、検査は正しく実施されているものとする。

また、生理食塩液法・酵素法は全て陰性であった。)

抗体名 ①抗D ②抗C ③抗E ④抗c ⑤抗e ⑥抗K ⑦抗Fya ⑧抗Fyb ⑨抗Jka
⑩抗Jkb ⑪抗Lea ⑫抗Leb ⑬抗S ⑭抗s ⑮抗M ⑯抗N ⑰抗P1
⑱抗Dia ⑲抗Xga

(回答は複数可)	抗体名	抗体名	抗体名
可能性の高い抗体名を選択して下さい	▼	▼	▼
否定できない抗体名を選択して下さい	▼	▼	▼

写真をクリックすると大きくなります

(1) ①血球での凝集像



(2) ②血球での凝集像




(3) ③血球での凝集像



(4) ④血球での凝集像



(5) ⑤血球での凝集像



(6) ⑥血球での凝集像



(7) 自己対照血球での凝集像



抗原表

	Rh-hr					Kell	Duffy		Kidd			Lewis		MNS				P	Special antigen	クームス法	
	D	C	E	c	e		Fya	Fyb	Jka	Jkb	Xga	Lea	Leb	S	s	M	N				
①	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	Di(a+)	
②	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0	0	0	+		
③	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+			
④	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0	+	0			
⑤	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	0			
⑥	+	0	+	+	+	0	0	+	0	+	0	0	+	+	0	+	0	+			
patient																					

※生理食塩液法・酵素法では凝集を認めなかった

連絡欄：連絡事項が有りましたら入力して下さい。